

## 1601371 - Plaque de fixation de la lampe d'examen LID sur la table d'examen Ritter 204 - 1 pc



### Déscription

Plaque d'adaptation avec tube excentré ? ? 16 mm et longueur 80 mm qui permet de fixer les lampes LID Hepta, Carla et Carla Focus aux tables Ritter.

### Spécifications

<b>Marque</b>	lid
<b>sku</b>	1601371
<b>Catégorie de lampe de recherche</b>	Accessoire
<b>Type d'accessoire lampe d'examination</b>	Support de table
<b>Type d'emballage</b>	Pièce