

1002892 - 3M™ Precise™ Agrafeuse cutanée - 15 agrafes - 1 pc



Déscription

Ce modèle simple garantit de faibles coûts d'exploitation et offre des résultats constants et fiables. Sa petite taille pratique et son concept d'utilisation similaire à celui d'une agrafeuse offrent de nombreuses possibilités, même pour les zones du corps difficiles à atteindre. Le système de libération automatique évite les blocages, la tête incurvée assure une excellente visibilité de l'agrafe lors de l'insertion. Convient pour un usage unique, les agrafes sont acré.

Spécifications

Marque	Solventum
Stérile	Oui
sku	1002892
Couleur	Blanc
Nombre d'agrafes	15
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce