

1574252 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax standard - gitane lined - 1 pc



Déscription

Taie d'oreiller Fico pour oreiller relax standard, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de fournir l'oreiller avec une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
Produits similaires	Non
sku	1574252
Couleur housse	Gitane ligné
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Coton/polyester
Type d'emballage	Pièce