

1517211 - Venturi-Style Masque Adult - 15 cm flextube + 6 diluter jets - 1 x 50 pcs



Déscription

Les masques à oxygène jetables AirLife® sont fabriqués en résine vinylique souple et de haute qualité. Les bords lisses et biseautés sont conçus pour le confort du patient et la réduction des points d'irritation. Les masques sont conçus pour une compatibilité anatomique. 50 masques par boîte.

Spécifications

Marque	Airlife
sku	1517211
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte
Type beademing	Ventilation non invasive