

## 1543671 - Gobelet - couvercle 12 mm - rouge - 250 ml - 1 pc



### Déscription

Ce gobelet est lavable au lave-vaisselle jusqu'à 65 °C et autoclavable jusqu'à 130 °C.

### Spécifications

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Marque</b>               | Dr. Junghans |
| <b>Couverture</b>           | Oui          |
| <b>Anse</b>                 | Non          |
| <b>Indication d'échelle</b> | Non          |
| <b>Coupe isolante</b>       | Non          |
| <b>sku</b>                  | 1543671      |
| <b>Contenu</b>              | 250 ml       |
| <b>Couleur</b>              | Rouge        |
| <b>Type d'emballage</b>     | Pièce        |