

1561465 - Tork Gel hydro-alcoolique mini pour les mains - S2 - 6 x 475 ml



Déscription

Limitez la propagation des infections avec le gel hydro-alcoolique sans rinçage hautement efficace contenant 80 % d'alcool dénaturé (M/M). Assainit et désinfecte rapidement les mains. Il s'agit de notre gel désinfectant le plus efficace, spécialement formulé pour un usage fréquent sans résidus collants. Idéal pour le secteur de la santé, répondant même aux exigences des salles de lavage des mains. Convient aux distributeurs mini pour savon liquide, qui sont faciles à utiliser et offrent une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs.

Spécifications

Marque	Tork
SKU leverancier	420102
Ingrédients	Alcohol Denat. 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30, Alkyl, Acrylate, Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
sku	1561465
Contenu	475 ml
Couleur	Transparent
Forme physique	Gel
Niveau de qualité	Premium
Odeur	Odeur d'alcool
Système	S2 - Système de savon liquide petit
Type d'emballage	Carton