

## 1561465 - Tork Gel hydro-alcoolique mini pour les mains - S2 - 6 x 475 ml



### Déscription

Limitez la propagation des infections avec le gel hydro-alcoolique sans rinçage hautement efficace contenant 80 % d'alcool dénaturé (M/M). Assainit et désinfecte rapidement les mains. Il s'agit de notre gel désinfectant le plus efficace, spécialement formulé pour un usage fréquent sans résidus collants. Idéal pour le secteur de la santé, répondant même aux exigences des salles de lavage des mains. Convient aux distributeurs mini pour savon liquide, qui sont faciles à utiliser et offrent une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Tork
<b>SKU leverancier</b>	420102
<b>Ingrédients</b>	Alcohol Denat. 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30, Alkyl, Acrylate, Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
<b>sku</b>	1561465
<b>Contenu</b>	475 ml
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Forme physique</b>	Gel
<b>Niveau de qualité</b>	Premium
<b>Odeur</b>	Odeur d'alcool
<b>Système</b>	S2 - Système de savon liquide petit
<b>Type d'emballage</b>	Carton