

1626664 - Masque chirurgical Euromedis - 3 couches - type IIR avec boucles d'oreilles - 50 pcs



Déscription

Les **masques chirurgicaux jetables Type IIR** offrent une protection fiable tant pour les soignants que pour les patients. Ils sont conformes à la **norme européenne EN 14683** et conviennent à une utilisation dans les environnements médicaux, chirurgicaux et de soins.

Grâce à leur **structure en 3 couches**, ces masques garantissent une **haute efficacité de filtration bactérienne (BFE ? 98%)**, tout en conservant un confort respiratoire. Les **boucles d'oreille élastiques** assurent un ajustement sûr et confortable, même lors d'une utilisation prolongée.

La **résistance aux éclaboussures (Type IIR)** rend ces masques particulièrement adaptés aux situations présentant un risque d'exposition aux liquides corporels.

Spécifications

Marque	Euromedis
sku	1626664
Normes	EN 14683
Stérile	Non
Boucles d'oreilles	Oui
Serre-têtes	Non
Valve	Non
Barette nasale	Oui
Couches	3 couches
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte
Type de masque	Masque médical