

1539941 - Clog Walksoft Insole - taille 43/44 - paire



Déscription

Semelle intérieure pour le sabot CLOG qui améliorera encore le confort de votre CLOG avec la technologie Walksoft™ et doublée de microfibre. La semelle est en polyuréthane avec liège super léger, recouverte de microfibre, ce qui procure une sensation agréable et favorise une expérience confortable.

Caractéristiques:

Résilience: la semelle reprend sa forme initiale même après de nombreuses heures d'utilisation.

Résistant à l'humidité: grâce à ses propriétés hydrophobes, le matériau présente une grande résistance à l'eau.

Absorption des chocs: la conception spéciale permet de réduire l'apparition de microlésions au niveau des tendons, des os et des articulations, ainsi que la sensation de jambes fatiguées.

Pour laver les semelles, retirez-les de CLOG. Humidifiez un chiffon doux avec de l'eau tiède et frottez directement sur les semelles pour éliminer la saleté. N'utilisez pas de détergents agressifs ou d'assouplissants pendant le processus de lavage. Séchez à l'air libre à température ambiante. Tenez-les à l'écart des sources de chaleur.



Spécifications

Marque	Wock
Unisexe	Oui
Lavable	Oui
Absorption des chocs	Oui
sku	1539941
Couleur	Beige
Taille	43-44
Type d'emballage	Paire