

1610006 - VICRYL® fil de suture 2/0 - 24 mm - 75 cm - JV443 - 36 pcs



Déscription

La fil suture VICRYL® enduite est une suture chirurgicale stérile résorbable synthétique, composée d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide.

Avantages

- Multifilament
- Synthétique

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	JV443
Composition	Suture: Copolymère de 90% glycolide et 10% L-lactide
Stérile	Oui
Résorbable	Oui
Longueur du fil	75 cm
sku	1610006
Epaisseur du fil	2/0
Longueur aiguille	24 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte