

1621995 - Sonde de séjour Foley à 2 voies - avec ballon - 20 ml - silicone - Ch18 - 40 cm - 1 x 10 pcs



Déscription

Le **cathéter à ballonnet en silicone de type Foley de Dahlhausen** est un cathéter jetable stérile de haute qualité pour un drainage urinaire sûr et une évacuation postopératoire. Fabriqué à 100 % en silicone médical, il offre une biocompatibilité optimale et réduit le risque d'irritation et d'infection – idéal pour une utilisation dans les hôpitaux, cabinets médicaux, centres de soins résidentiels et centres de rééducation.

Caractéristiques principales :

- **Conception à deux canaux (type Foley)** avec ballonnet pour une fixation sûre dans la vessie
- **Valve compatible Luer** pour un remplissage facile du ballonnet avec des seringues standard
- **Matériau en silicone de haute qualité** pour une cathétérisation prolongée et un confort maximal
- **Sans latex et transparent** – adapté aux patients allergiques
- **Pointe de cathéter atraumatique** pour une insertion indolore et sûre

Domaines d'application :

- Drainage vésical postopératoire
- Cathétérisme prolongé ou intermittent
- Soins urologiques et gériatriques
- Soins ambulatoires et intrahospitaliers

Optez pour la sécurité, le confort et la qualité – avec le cathéter à ballonnet en silicone de type Foley pour un usage urologique professionnel.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Dimensions du produit	L 40 cm
Composition	Silicone
sku	1621995
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Longueur de la sonde	40 cm
Couleur	Rouge
Diamètre sonde	Ch 18
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Sex	Unisex
Type d'emballage	Boîte