

## 1544782 - Sangle - lève-personne actif - avec boucles - M - 1 pc



### Déscription

Modèle corset bretelle avec passants, une partie arrière de maintien et anti-glisse. La partie antidérapante aide à empêcher l'utilisateur de glisser, adaptée à une utilisation sur les patients pour maintenir la mobilité ou pendant les périodes de rééducation. Le dos a une fermeture velcro et 2 jeux de boucles clunk-click pour verrouiller le patient. A des rouleaux rembourrés sous les bras qui offrent un confort et un soutien supplémentaires. Peut être lavé à 85° maximum, il peut être séché au sèche-linge jusqu'à 50° maximum.

#### Dimensions longueur x largeur:

Small 88 x 33 cm  
Medium 88 x 33 cm  
Large 90 x 36 cm  
Extralarge 90 x 36 cm

## Spécifications

<b>Marque</b>	Silvalea
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Composition</b>	100% polyéstre
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
<b>Appui-tête</b>	Non
<b>sku</b>	1544782
<b>Fixation sangles</b>	Boucles
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	220 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de sangles</b>	Sangle corset