

## 1020276 - Bas jersey bras/jambe - M - 10 m - 1 pc



### Déscription

Le bandage tubulaire souple rembourré tg offre un rembourrage efficace pour les bandages de soutien de petite et grande taille. Il convient parfaitement à l'immobilisation ciblée. Son tissu éponge doux et élastique adhère au plâtre et assure ainsi une application simple et individualisée.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	85 % coton, 15 % elastane
<b>sku</b>	1020276
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce