

1544017 - Renol clip 2 cm - embout mâle et femelle - 1 set



Déscription

Fermeture à boucle, pouvant être remplacée en cas d'usure.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFBUCKL2
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544017
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Clip
Taille	2 cm
Type d'emballage	Pièce