

## 1544017 - Clip 2 cm - embout mâle et femelle - 1 set



### Déscription

Fermeture à boucle, pouvant être remplacée en cas d'usure.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFBUCKL2
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Catégorie de fixation</b>	Accessoires pour ceintures
<b>Fermeture</b>	Clip
<b>Taille</b>	2 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce