

1103861 - Strappal® Tape 5 cm x 10 m - 4 pcs



Déscription

Strappal® est un tape de sport hypoallergénique composé de viscose en combinaison avec un adhésif à base d'oxyde de zinc. Il a un pouvoir adhésif élevé et la rigidité du matériau offre un soutien. Strappal est facilement déchirable à la main en longueur et en largeur. Les bords dentelés assure que le ruban ne s'effiloche pas.

Le tape Strappal® est utilisé :

- Pour l'immobilisation fonctionnelle des articulations
- Comme ruban de sport pour le bandage préventif des articulations, des ligaments et des muscles
- Pour prévenir les ecchymoses et les foulures

Spécifications

Marque	BSN
Composition	Viscose
Sans latex	Oui
Elastique	Non
sku	1103861
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	5 cm x 10 m
Type d'emballage	Boîte