

## 1103861 - Strappal® Tape 5 cm x 10 m - 4 pcs



### Déscription

Strappal® est un tape de sport hypoallergénique composé de viscose en combinaison avec un adhésif à base d'oxyde de zinc. Il a un pouvoir adhésif élevé et la rigidité du matériau offre un soutien. Strappal est facilement déchirable à la main en longueur et en largeur. Les bords dentelés assure que le ruban ne s'effiloche pas.

Le tape Strappal® est utilisé :

- Pour l'immobilisation fonctionnelle des articulations
- Comme ruban de sport pour le bandage préventif des articulations, des ligaments et des muscles
- Pour prévenir les ecchymoses et les foulures

## Spécifications

<b>Marque</b>	BSN
<b>Composition</b>	Viscose
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Elastique</b>	Non
<b>sku</b>	1103861
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	5 cm x 10 m
<b>Type d'emballage</b>	Boîte