

## 1006002 - Suprasorb® F pansement de fixation - rouleau - 10 cm x 10 m - 1 pc



### Déscription

Suprasorb® F est un pansement transparent et auto-adhésif. Il s'adapte de manière flexible à la peau et offre un confort de port élevé. Le pansement en aluminium transparent permet un contrôle facile de la plaie et protège le nouveau tissu épithélial des influences extérieures telles que les germes et l'humidité. Il favorise la cicatrisation des plaies en gardant l'environnement de la plaie humide. Convient aux plaies légèrement exsudatives et aux plaies superficielles. L'utilisateur peut prendre une douche avec le bandage.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	Film de polyuréthane avec couche d'adhésif polyacrylate, avec coating de polyéthylène
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Non
<b>sku</b>	1006002
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	10 cm x 10 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce