

## 1560594 - ITENSIC - Hip Abducteur



### Déscription

Avec la gamme des appareils Itensic, vous mobilisez les muscles profonds, souvent difficiles à entraîner. L'entraînement Itensic permet d'obtenir force, endurance et stabilité corporelle grâce à des muscles entraînés durablement.

Contrairement aux appareils de musculation classiques, avec Itensic il n'y a pas de compensation! La résistance à la charge est réglée en fonction du poids corporel via sept options de réglage différentes.

### Caractéristiques

- Entraînement des muscles profonds sans compensation
- Pas de charges supplémentaires nécessaire
- L'angle de la position du siège définit l'intensité d'un entraînement en résistance
- Concept de 5 appareils, ou à l'unité, pour l'entraînement des muscles du tronc
- Réglable pour différentes
- Manipulation intuitive
- Peu de réglages pour un accès direct
- Abducteurs
- Réglage de l'inclinaison augmentant ainsi la résistance à la charge en fonction du poids corporel via sept options de réglages différents

## Spécifications

<b>Marque</b>	Proxomed
<b>sku</b>	1560594
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	130 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce