

1543629 - Urinal femme - avec couvercle - gradué - 1000 ml - 1 pc



Déscription

Cet urinoir est un outil utile pour les femmes. Après utilisation, l'urinoir peut être fermé avec un couvercle. La capacité maximale est de 1 litre avec indication de la taille. L'urinale peut être stérilisé avec un autoclave.

Spécifications

Autoclavable	Oui
Composition	Urinale: polypropylène, couvercle: polyéthylène
Code CNK	CNK 1680-305
sku	1543629
Contenu	1000 ml
Couleur	Opaque
Sex	Femmes
Type d'emballage	Pièce