

## 1575743 - Welch Allyn® Connex® Spot Monitor 7100 NIPB + Nonin SpO2 - PRO 6000 - Prise EU - NON évolutif Wifi - 1 pièce



### Déscription

#### Welch Allyn Connex Spot Monitor 7100 avec NIBP, ThermoScan PRO 6000 et oxymètre SpO2 Nonin.

Ce moniteur polyvalent est équipé d'un oxymètre de saturation en oxygène (SpO2) intégré et d'un thermomètre auriculaire professionnel pour des mesures précises et efficaces.

Le Connex Spot Monitor offre un tensiomètre avec la technologie avancée Welch Allyn SureBP, garantissant fiabilité et confort à chaque mesure.

#### Caractéristiques principales :

- Mesurez la tension artérielle en seulement 15 secondes grâce à la technologie SureBP®
- Obtenez une détection précise de l'hypertension grâce à l'option d'estimation moyenne de la tension
- Effectuez des mesures de SpO2 avec les technologies Masimo®, Nellcor® ou Nonin®
- Surveillez la fréquence respiratoire ponctuelle grâce à la technologie Masimo® RRP®
- Connectez-vous à votre DME via WiFi® ou Ethernet
- Aidez à identifier les signes de dégradation de l'état du patient grâce aux scores d'alerte précoce automatisés
- Connexion DME sans fil

## Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Taxe Bepat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1575743
<b>Type d'emballage</b>	Pièce