

1551049 - WelchAllyn tensiomètre digital probp 3400 - modèle mural - surebp technologie - 2 tuyaux manchette flexiport taille 11 et 12 - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre numérique **PROBP 3400** tient dans la main de manière compacte et est aussi précis que les principaux moniteurs de signes vitaux de Welch Allyn. De plus, la conception légère est facile à transporter pour diverses mesures.

Le tensiomètre peut être utilisé à la main, sur un trépied roulant, sur un support de bureau ou fixé au mur. Comprend un brassard adulte et un brassard plus grand.

Grâce à la **technologie SureBP NIBP**, le tensiomètre effectue des lectures précises de la pression artérielle en 15 secondes, ce qui améliore le confort du patient et du soignant. Il minimise les codes d'erreur même lorsqu'il y a beaucoup de mouvement ou si le patient a un pouls faible et mesure pendant le gonflage.

La technologie filaire USB permet l'intégration de certains systèmes EPD/EMR. Le PROBP 3400 est compatible avec les tailles de brassard Welch Allyn (de la taille 8 à la taille 13) allant de l'adulte à l'enfant.

Équipé d'une batterie au lithium qui fournit jusqu'à 100 lectures par charge, répond aux normes standard AAMI (validation BHS, A/A) démontrant des lectures précises.

Le tensiomètre PROBP 3400 - modèle mural est livré avec 2 tuyaux et un brassard Flexiport de taille 11 et 12.



Spécifications

| Marque | WelchAllyn |
|---------------------------|----------------------------|
| sku | 1551049 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de tensiomètre | Tensiomètres numériques |