

## 1539650 - Texa® compresses de gaze - stériles - 10 x 10 cm - 50 x 2 pcs



### Déscription

Les compresses de gaze **Texa®** sont des pansements de gaze hydrophile, convenant comme pansements traditionnels avec différentes possibilités d'application. Elles sont douces et souples, très absorbantes, respirantes et résistantes à la traction. Les compresses sont faites de 100% coton, contiennent 17-fils et sont plissées chirurgicalement avec une frange en retrait.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Composition</b>	100% coton - tissé à 17 fils
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1539650
<b>Couches</b>	8 couches
<b>Méthode de sterilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Quantité par emballage</b>	50 x 2 pcs
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Taille</b>	10 x 10 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte