

## 1102953 - Prontosan® cleanser - 350 ml - 1 pc



### Déscription

Prontosan® contient deux ingrédients uniques qui, ensemble, sont extrêmement efficaces contre les différentes couches indésirables d'une plaie. Contient de la bétaine, un tensioactif capable de briser les couches indésirables, permettant au polyhexanide de s'attaquer à la croissance bactérienne.

### Avantages

- Raccourcit le temps de cicatrisation des plaies de 4 semaines en moyenne.
- Prévient et traite le biofilm en inhibant la croissance bactérienne.
- Prévient les infections.
- Favorise les changements de pansement sans douleur
- Peut être utilisé avec n'importe quel pansement et s'adapte à tous les protocoles.
- Peut être conservé pendant 8 semaines après ouverture.
- Réduit la douleur et l'odeur de la plaie.
- Peut être chauffé pour éviter le refroidissement du patient et de la plaie.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Composition</b>	Polyhexanide
<b>sku</b>	1102953
<b>Contenu</b>	350 ml
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Pièce