

1552235 - Bras d'électrode pour CURAPULS 670



Déscription

Le Curapuls 670 peut être utilisé en mains libres grâce à son bras pratique qui peut être fixé dans la bonne position à l'aide d'un seul bouton. Il s'agit d'un net avantage par rapport aux thérapies à forte intensité de main-d'œuvre qui sont principalement utilisées pour les mêmes indications.

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1552235
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce