

1561000 - Cold/Hot Pack universel - 7 x 13 cm - 1 pc



Déscription

Cold/Hot Pack avec remplissage de gel bleu respectueux de l'environnement pour un traitement approprié pendant le traitement froid/chaud. Le sac en PE durable reste flexible à des températures inférieures à zéro.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Composition	PE, eau, épaississant, sodium, carboxyméthylcellulose - E133
Stérile	Non
sku	1561000
Taille	7 x 13 cm
Type d'emballage	Pièce