

1533528 - Entre-pièce manchette LymphAssist bras - 78 cm - 1 pc



Déscription

Les manchettes high-tech à 12 chambres à air ont des chambres internes qui se chevauchent. Cette conception assure un traitement plus efficace et élimine toute différence de pression interne. Des inserts peuvent être utilisés pour les membres plus grands.

Spécifications

Marque	Huntleigh
Extra largeur épaule	17 cm
Extra largeur main	13 cm
sku	1533528
Longueur	78 cm
Membre	Bras
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'accessoire	Entre-pièce brassard
Type d'appareil	LymphAssist
Type d'emballage	Pièce