

1600880 - Thermomètre sans contact NT13B



Déscription

Le iHealth ThermoPro (NT13B) possède 2 capteurs intégrés. Incluant un capteur infrarouge ultra-sensible qui mesure l'énergie infrarouge émise par le front. Il existe également un capteur de distance qui garantit que la mesure ne se fait pas à plus de 3 cm du front pour éviter les erreurs.

Ce thermomètre peut être intégré dans des applications tierces grâce au SDK iHealth. Les mesures ne sont pas synchronisées avec l'application iHealth MyVitals. Comprend deux piles AAA.

Spécifications

Marque	ihhealth
Mémoire	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Digital	Oui
Infrarouge	Oui
Non contact	Oui
sku	1600880
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre sans contact
Vitesse de mesure	1 sec