

1609409 - Schiller Cardiovit FT-2 ECG de repos



Déscription

Le Cardiovit FT-2 de Schiller est le dernier né et le plus attendu des ECG de Schiller.

Conçu pour l'hôpital :

- Fonctionnalités avancées de cybersécurité
- Connectivité renforcée
- Spirométrie ultrasonique et imprimante thermique A4 en option

HYGIÈNE COMPLETE :

La surface lisse du grand écran tactile est facile à nettoyer. Aucun clavier n'est nécessaire pour commander l'appareil. Tous les câbles sont soigneusement rangés dans le chariot.

CYBERSECURITÉ AVANCÉE :

- Noyau Linux de sécurité renforcée pour une réduction maximale du risque en cas de cyberattaques.
- Contrôle d'accès configurable avec nom d'utilisateur, mot de passe et droits d'accès pour prévenir les accès non autorisés
- Protocoles Wi-Fi comprenant l'authentification basée sur un certificat pour assurer un accès sécurisé à l'infrastructure informatique de l'hôpital

CONNECTIVITÉ RENFORCÉE :

Communication bidirectionnelle facilitant l'accès aux données via une liste de travail ou une requête de données patients, et transfert rapide de tous les rapports aux systèmes SIH/DME.

PERSONNALISABLE :

Le CARDIOVIT FT-2 fournit une imprimante thermique en option permettant de choisir la meilleure configuration pour un flux de travail avec ou sans papier.

OUTILS PERFORMANTS DE DIAGNOSTIC

- ECG de repos avec l'algorithme ETM de SCHILLER pour l'interprétation des ECG, incluant ETM Sport, le programme d'interprétation automatique pour les athlètes
- Enregistrement du rythme de repos jusqu'à 20 minutes
- Spirométrie, basée sur la technologie des ultrasons du SpiroScout SP plus (en option)

AJOUT DE LA SPIROMÉTRIE À VOTRE CARDIOVIT FT-2

Avec le SpiroScout SP plus (en option), le CARDIOVIT FT-2 devient également un spiromètre. Grâce à la technologie ultrasonique de GANSHORN, les enregistrements de spirométrie sont extrêmement précis et le capteur ne requiert aucun entretien ni étalonnage.

L'option spirométrie propose des mesures CVF, CVL et VMM avec un large choix de normes de référence, de tests préalables et postérieurs ainsi que l'interprétation des résultats CVF. L'appareil fournit un feed-back sur la qualité de la procédure pendant le test et après chaque essai. Un écran de motivation est inclus pour les tests avec des enfants.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1609409
	Non
Type ECG	FT-2
Type d'emballage	Pièce