

1540502 - Couverture de soins - en 2 pièces - manches longues - résistante au feu - complète - 1 pc



Déscription

Les couvertures de soins pour les patients très agités offrent à l'utilisateur un équilibre idéal entre liberté de mouvement et protection. Les couvertures de soins empêchent de se découvrir, de tomber du lit et de tirer le matériel d'incontinence. Avec la couverture de soins en deux parties, la partie noire est placée sous le matelas et ancrée au cadre du lit (cette partie reste toujours en place) et la partie supérieure bleu clair est fixée par une fermeture éclair à l'endroit où le patient est allongé. Cette partie supérieure peut être dézippée pour le nettoyage. La couverture de soins FR en deux parties est destinée aux patients très agités qui risquent de tirer le matelas. La couverture de soins 2 pièces Fire Resist possède des propriétés ignifuges permanentes et le tissu est solide et résistant aux déchirures. La couverture peut être lavée à 60°.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 90 cm, L 200 cm
Composition	34,5 % coton, 31 % pes, 22,5 % modacrylique et 12 % viscose
Normes	BS EN 1021-1-2; 410 N
sku	1540502
Produits similaires	Oui
Type d'emballage	Pièce