

1602103 - Welch Allyn ProBP 2000 NIBP numérique – brassard réutilisable FlexiPort taille 11 – adultes – inclus : 4 piles AA et adaptateur – 1 pc



Déscription

Le **ProBP 2000** combine deux technologies innovantes—**SureBP** et **FlexiPort**—pour permettre des **mesures de tension artérielle rapides et précises**.

- **SureBP** mesure la tension artérielle déjà **pendant le gonflage**, contrairement aux tensiomètres numériques classiques qui le font uniquement après. Cela rend la mesure **plus rapide et plus confortable** : en moyenne en **environ 20 secondes**.
- Grâce à la **connexion FlexiPort**, les tuyaux sont **flexibles** et faciles à adapter à tout brassard compatible. Cela permet un **gain de temps** et est en outre **compatible** avec les tensiomètres manuels Welch Allyn.

De plus, la mesure est **agréable** sans la sensation typique de **serrement** des appareils numériques standards. Le ProBP 2000 convient aux **enfants et aux adultes**, est **léger et compact** (14,2 x 9,4 x 6,6 cm) et fonctionne avec **4 piles AA** ou via une **alimentation secteur** (adaptateur et piles inclus).

L'appareil est livré avec un **brassard adulte réutilisable Welch Allyn FlexiPort taille 11** et est compatible avec une **large gamme** de brassards réutilisables Welch Allyn FlexiPort.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1602103
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce