

1559595 - Housse en coton pour coussin Relax bébé - blanc - 1 pc



Déscription

Taie d'oreiller Fico relax pour oreiller bébé, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de munir l'oreiller d'une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, la housse en éponge est lavable à 85°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1559595
Couleur housse	Blanc
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Coton
Type d'emballage	Pièce