

1543486 - HK 49 coussin chauffant ventre/dos - 100 W - 1 pc



Déscription

Le coussin chauffant pour votre abdomen/dos avec une surface respirante extra douce et une large bande élastique assure un confort de port agréable et une fixation facile. Avec 3 réglages de température et un système de sécurité Beurer et un arrêt automatique après 90 minutes. L'interrupteur peut être retiré, le matériau polaire doux est lavable en machine jusqu'à 30°.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 28 cm, L 69 cm
SKU leverancier	21314
Puissance	100 W
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Lavable en machine	Oui
Respirant	Oui
Chauffage rapide	Oui
Housse incluse	Non
Housse lavable en machine	Non
Système de sécurité	Oui
Niveaux de température	3
sku	1543486
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce