

## 1543970 - Renol coussin standard mousse viscoélastique 4 x 42 x 42 cm - 1 pc



### Déscription

En plus de présenter tous les avantages du coussin incliné, celui-ci est muni d'un plot d'abduction. Idéal et confortable, il évite les effets de « tangage » et empêche le glissement vers l'avant.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>Composition</b>	Viscose
<b>sku</b>	1543970
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	60 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Renol
<b>Matériel</b>	PU
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	4 x 42 x 42 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce