

1518864 - Perforateur amniotique - incurvé - stérile - 1 x 150 pcs



Déscription

Pendant le travail, le perforateur amniotique peut être utilisé volontairement par le gynécologue pour relâcher les membranes et faciliter le travail. Le perforateur est équipé d'un crochet qui peut être utilisé pour déchirer l'amnios. Les instruments sont stériles et emballés individuellement dans une pochette.

Spécifications

Marque	Gyneas
sku	1518864
Forme des instruments	Courbé
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte