

## 1518864 - Perforateur amniotique - incurvé - stérile - 1 x 150 pcs



### Déscription

Pendant le travail, le perforateur amniotique peut être utilisé volontairement par le gynécologue pour relâcher les membranes et faciliter le travail. Le perforateur est équipé d'un crochet qui peut être utilisé pour déchirer l'amnios. Les instruments sont stériles et emballés individuellement dans une pochette.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Gyneas
<b>sku</b>	1518864
<b>Forme des instruments</b>	Courbé
<b>Qualité instruments</b>	Jetable et stérile
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte