

## 1601560 - Kardiomed 540 Cross Walk - 1 pc



### Déscription

Le Kardiomed 540 Cross Walk, avec son cadre moderne en aluminium blanc et son boîtier élégant en gris anthracite, offre des fonctions avancées pour un entraînement polyvalent.

#### Caractéristiques principales:

- Pas d'alimentation électrique externe requise
- Dimensions : 200 x 65 x 169 cm
- Programmes d'entraînement intégrés pour varier vos séances d'entraînement
- Écran tactile durable et lumineux de 7 pouces
- Affichage de la fréquence cardiaque hybride Polar® sans interférence avec appairage automatique (5 kHz et Bluetooth Low Energy)
- Surface de course basse d'environ 17 cm pour une entrée et une sortie faciles
- Mouvement vers l'avant et vers l'arrière avec une longueur de pas de 43 cm
- Grandes pédales antidérapantes pour plus de stabilité
- Limite de vitesse pour plus de sécurité
- Les programmes d'entraînement comprennent: Démarrage rapide, Watts (entraînement en fonction du temps) et entraînement par impulsions

## Spécifications

<b>Marque</b>	Proxomed
<b>sku</b>	1601560
<b>Poids</b>	101 kg
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	150 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce