

## 1501906 - Bassin Maxi - pulpe - 2 litre - 100 pcs



### Déscription

Le bassin de lit Maxi de Vernacare permet aux patients alités d'aller aux toilettes sans se retourner ni se soulever. Le bassin de lit est donc idéal pour l'utilisation générale des toilettes des patients à mobilité réduite au lit.

La conception en forme de coin glisse sous le patient sans avoir à le soulever ou à le rouler. Le bassin de lit est entièrement fabriqué à partir de pulpe et a une capacité de 2 L (rétention d'eau jusqu'à 4 heures).

Dimensions (L x P x H) : 380 x 610 x 295 mm

## Spécifications

<b>Marque</b>	Vernacare
<b>Composition</b>	Entièrement macérable
<b>Couverture</b>	Non
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>sku</b>	1501906
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Statut d'approbation</b>	A approuver
<b>Type d'emballage</b>	Boîte