

## 1572318 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax S - gitane lined - 1 pc



### Déscription

Afin de garantir une hygiène optimale et une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de mettre une taie d'oreiller sur l'oreiller.

De légères différences de couleur sont possibles.

Les housses sont lavables à 60°C.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>sku</b>	1572318
<b>Couleur housse</b>	Gitane ligné
<b>Lavable</b>	60 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Matériel</b>	Coton/polyester
<b>Type d'emballage</b>	Pièce