

## 1352448 - Table d'examen Praxis 2 Elite - hauteur variable électrique - Sunrise - 1 pc



### Déscription

Le Praxis 2 Elite est le successeur du Praxis 2, qui connaît un grand succès, dans la gamme Praxis. Cette ligne se caractérise par une grande portée de 42 à 112 cm et possède également une capacité de levage standard de 225 kg. Grâce à ses pieds ronds et à ses profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Le dossier plus long du Praxis 2 Elite mesure 81 cm et assure une position assise confortable.

Attention: la couleur de la table telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

## Spécifications

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                         | Wesseling                    |
| <b>Dimensions du produit</b>          | L 64 cm, L 198 cm            |
| <b>Roues incluses</b>                 | Oui                          |
| <b>Hauteur réglable</b>               | Oui                          |
| <b>Porte-rouleau de papier inclus</b> | Non                          |
| <b>Hauteur</b>                        | 42-112 cm                    |
| <b>Capacité de levage</b>             | 225 kg                       |
| <b>Temps de réglage de la hauteur</b> | 40 s                         |
| <b>sku</b>                            | 1352448                      |
| <b>Couleur</b>                        | Sunrise                      |
| <b>Nombre de parties</b>              | 2-parties                    |
| <b>Réglage de la hauteur</b>          | Electrique                   |
| <b>Réglementation Européenne</b>      | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>               | Pièce                        |