

1101303 - WelchAllyn tensiomètre manuel ds65 - 1 tuyau - brassard velcro - étui - 1 pc



Déscription

Le Durashock DS 65 est un tensiomètre solide doté d'un bouton-poussoir central, utilisable aussi bien par les gauchers que par les droitiers. Le tensiomètre est livré avec un brassard sans latex à 2 pièces et une pochette de rangement. Le tensiomètre Durashock résiste aux chocs et à une chute de 70 cm.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1101303
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes