

## 1542183 - Aiguilles Huber - 19G x 3/4" - 1 x 12 pcs



### Déscription

Les aiguilles Gripper® Huber sans site Y sont exemptes de latex et de silicone et conviennent à l'administration ou au retrait de liquides.

Avec un Luer-Lock pour éviter les risques de fuites lors de la libération.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Smiths Medical
<b>Composition</b>	PVC, ABS, aiguille: acier inoxydable, sans DEPH
<b>Sans latex</b>	Non
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1542183
<b>Dimensions</b>	19G x 3/4"
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte