

1571811 - Curette - flexible - 6 mm - bleu - 1 x 20 pcs



Déscription

Curette avec 2 ouvertures (une de chaque côté) pour permettre l'aspiration endo-utérine. La canule est insérée dans un embout.

Spécifications

Marque	Gyneas
Stérile	Oui
Composition	Polyéthylène
sku	1571811
Lavable/Disposable	Jetable
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	6 mm
Type d'emballage	Boîte