

SCE10310000 - Schiller BP-200 plus - tensiomètre non invasif



Déscription

Le modèle BP-200 plus est un appareil de contrôle de la tension artérielle non-invasive avec tests d'efforts conçu pour mesurer et afficher automatiquement la tension artérielle systolique et diastolique d'un patient à des intervalles prédéterminés ou à la demande de l'utilisateur. Le modèle BP-200 plus utilise deux méthodes de mesure : L'analyse de son K de SCHILLER avec ou sans déclencheur QRS pour les mesures durant les tests d'efforts et la mesure oscillométrique en situations de repos.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	SCE10310000
EKG catégorie	Divers ECG
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce