

## SCE10310000 - Schiller BP-200 plus - tensiomètre non invasif



### Déscription

Le modèle BP-200 plus est un appareil de contrôle de la tension artérielle non-invasive avec tests d'efforts conçu pour mesurer et afficher automatiquement la tension artérielle systolique et diastolique d'un patient à des intervalles prédéterminés ou à la demande de l'utilisateur. Le modèle BP-200 plus utilise deux méthodes de mesure : L'analyse de son K de SCHILLER avec ou sans déclencheur QRS pour les mesures durant les tests d'efforts et la mesure oscillométrique en situations de repos.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	SCE10310000
<b>EKG catégorie</b>	Divers ECG
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce