

1543557 - Balance digitale avec affichage XXL PS160 - 180 kg - 1 pc



Déscription

Balance numérique avec un écran extra large, la surface debout est en plastique confortable. Avec une technologie de mise en marche (Quick Start).

- Arrêt automatique
- Indicateur de surcharge
- Capacité de charge maximale : 180 kg

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bèbat	0.05 EUR
Poids max.	180 kg
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Mémoire	Non
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Oui
sku	1543557
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques