

1560622 - Linido chaise roulante douche-toilette - blanc - 1 pc



Déscription

Le **fauteuil de douche avec revêtement HT de Linido** est spécialement conçu pour les environnements médicaux et offre **une sécurité optimale, un grand confort et un bon soutien** pendant la douche et lors des transferts.

Les **accoudoirs ergonomiques** assurent à la fois **une stabilité latérale et un soutien confortable**. Ils sont robustes et résistants à de fortes charges, y compris les forces exercées lors des déplacements latéraux.

Caractéristiques :

- Design solide, compact et hygiénique pour un usage professionnel
- Assise confortable, résistante à l'eau, avec ouverture frontale et dossier avec drainage intégré
- Accoudoirs ergonomiques relevables individuellement pour des transferts facilités
- Construction robuste et résistante à l'eau avec cadre tubulaire renforcé
- Matériaux durables : acier/acier inoxydable, textile et mousse de polyuréthane – adaptés aux environnements humides
- Facile à entretenir : nettoyage possible avec des produits ménagers courants
- Grande capacité de charge : convient aux utilisateurs jusqu'à 200 kg

Ce fauteuil de douche est parfaitement adapté aux **hôpitaux, maisons de repos, centres de rééducation et soins à domicile** et favorise la **sécurité et l'autonomie** des patients lors de l'hygiène personnelle.

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	L 62.5 cm, H 101 cm, L 90 cm
SKU leverancier	LI2137.0211-02
sku	1560622
Roues	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce