

## 1623760 - Protectaplast Super Stretch - 6 cm x 1m - 1 pc

Image

### Déscription

Protectaplast Super Stretch est un pansement auto-adhésif extensible, ce qui le rend idéal pour fixer des compresses et des pansements sur des parties du corps en mouvement telles que les genoux, les coudes ou les articulations.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Protectaplast
<b>sku</b>	1623760
<b>Couleur</b>	Ecru
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	6 cm x 1 m
<b>Type d'emballage</b>	Boîte