

1605266 - Protections de lit absorbants avec arrière imperméable à l'eau - normal - 60 x 60 cm - 4 x 40 pcs



Déscription

En cas de fuites accidentelles ou d'énurésie légères, TENA Bed Normal protège chaises, matelas, canapés et fauteuils roulants contre les fuites. La protection de lit pour incontinence complètement absorbante taille adulte possède un voile extérieur imperméable, qui recouvre tout type de surface. En outre, son noyau super absorbant stable capture et distribue le liquide uniformément afin de maintenir la surface douce la plus sèche et confortable possible. La protection TENA Bed Normal testée dermatologiquement est disponible dans différentes tailles pour convenir à différents besoins et surfaces.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | essity_tena |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Carton |