

## 1572286 - DT-100B accu + 6 x électrodes 1m + 4 x électrodes 1,30 m



### Déscription

Le bras de support télescopique T pour une utilisation pratique mobile. Version autonome, avec unité de vide intégrée DT100. Après examen, le bras peut être rangé de manière compacte - parfait là où l'espace est limité.

#### Avantages

- Commande mobile
- plaque inférieure
- Conception très solide
- Largeur 38cm
- Profondeur 40 cm
- Quatre roulettes dont deux verrouillable

### Spécifications

<b>Marque</b>	Strässle
<b>sku</b>	1572286
<b>Normes</b>	EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce